



Gebrauchs- und Pflegeanleitung Noppenkissen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen TOGU® Noppenkissens!

Mit dem Noppenkissen haben Sie sich für ein hochwertiges Markenprodukt „made in Germany“ entschieden. Das Kissen ist auf beiden Seiten mit stimulierenden Noppen versehen und bietet dadurch vielseitige Trainings- und Anwendungsmöglichkeiten – sowohl für Menschen als auch für Tiere.

Produkteigenschaften

- Form: rundes, luftgefülltes Kissen mit Noppen auf beiden Seiten
Luftfüllung: individuell anpassbar über handelsübliche Luftpumpe
Material: hochwertiger, robuster Kunststoff
Herstellung: Made in Germany

Einsatzbereiche

Das TOGU Noppenkissen eignet sich besonders für:

- Finger- und Handtraining
Dehnübungen
Rehabilitation nach Schlaganfällen
Gleichgewichtsübungen
Koordinationstraining
Parcoursübungen zur Förderung von Beweglichkeit und Körperwahrnehmung
Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS)
Therapie und Training für Tiere

Die strukturierte Oberfläche mit Noppen sorgt für einen angenehmen Massageeffekt während der Übungen und steigert die Effektivität im Vergleich zu glatten Trainingsflächen.

Pflegehinweise

Das Noppenkissen kann mit allen milden, handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

Bitte verwenden Sie keine:

- Säurehaltigen
Lösungsmittelhaltigen
oder ätzenden Reinigungsmittel.
Das Material ist wasserfest und pflegeleicht.

Lagerung und Temperaturbeständigkeit

- Trocken und sauber lagern
Direkte Sonneneinstrahlung und Hitzequellen vermeiden
Lagerungstemperatur: nicht unter -10 °C, nicht über +45 °C
Material kann bei Wärme weicher und bei Kälte fester werden

Luftregulierung

Um den Grad der Extension individuell zu regulieren, kann die Luftfüllung mit einer handelsüblichen Luftpumpe angepasst werden.

Achten Sie darauf, die Nadel leicht anzufeuchten und gerade in das Ventil einzuführen, um Beschädigungen zu vermeiden.





Instructions for Use and Care Knobbed Cushion

Congratulations on purchasing your new TOGU® Knobbed Cushion!

With the Knobbed Cushion, you have chosen a high-quality TOGU® product *made in Germany*. Equipped with stimulating knobs on both sides, the cushion offers a wide range of training and therapeutic possibilities – for both humans and animals.

Product Features

- Shape: round, air-filled cushion with knobs on both sides
Air regulation: adjustable using a standard air pump
Material: durable, high-quality plastic
Manufactured in: Germany

Areas of Application

The TOGU Knobbed Cushion is particularly suited for:

- Finger and hand exercises
Stretching and mobilization
spastic paralysis
Rehabilitation after strokes
Balance training
Coordination training
Obstacle courses to enhance mobility and body awareness
Animal therapy and training
The structured knobbed surface provides a gentle massage effect, enhancing the effectiveness and comfort of each exercise compared to smooth surfaces.

Care Instructions

Clean the Knobbed Cushion using mild, commercially available cleaning or disinfecting agents.

Please do not use:

- Acidic
solvent-based
or corrosive cleaning products, as they may damage the material.

Storage and Temperature Resistance

- Store in a dry, clean location
Avoid direct sunlight and heat sources
Storage temperature: not below -10 °C, not above +45 °C
The material may become softer with heat and firmer with cold

Air Regulation

To adjust the extension resistance, you can inflate or deflate the cushion using a standard air pump. Please moisten the needle slightly before insertion and insert it straight into the valve to avoid damage.

